

NPM1 type niet-A,B of D kwantitatief

Beschrijving van de test

Naam:	NPM1 type niet-A,B of D kwantitatief
Aanvraag code:	MOBI
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	max. 2 weken
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Helena Devos

Afname van het materiaal

Afname:	beenmerg
Toegelaten materiaal:	bloed
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	5 mL beenmerg, 7,5 mL bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA en RNA-analyses)

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Max. 48u. na afname; niet afnemen of versturen op vrijdagmiddag; bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen); verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur
Bijaanvraag:	Max. 48u na afname indien nog geen RNA beschikbaar, max 2 jaar na afname indien reeds RNA beschikbaar

Analyse

Analysemethode:	Real-time PCR.
IVDR status:	LDT: in huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek
Interpretatie:	De real time PCR kwantificeert het NPM1 transcript NIET van het type-A, B en D mutatie, wat in 5% van de NPM1 mutaties vertegenwoordigt. De detectie-efficiënte van de mutatie dient op

het diagnosestaal steeds te worden geverifieerd. De verhouding van het aantal molecules NPM1 mutatie op het aantal molecules ABL1 wordt gerapporteerd, en indien een mutant transcript wordt vastgesteld wordt een patiënt specifieke MRD waarde berekend door de meetwaarde te delen door de meetwaarde bij diagnose (patiënt spec. MRD waarde, in %). Een stijging of een daling met een factor 2 is technisch significant. Een stijging of een daling met een factor 10 is klinisch significant wat echter in het totale klinische beeld moet geïnterpreteerd worden.

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system