

## IGF Binding Protein 3

### Beschrijving van de test

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naam:                      | IGF Binding Protein 3                                              |
| Synoniemen:                | IGFBP-3; Insuline-Like Growth Factor Binding Protein 3             |
| Frequentie:                | Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week |
| Uitvoerend labo:           | Universitair Ziekenhuis Brussel                                    |
| TAT:                       | 3 weken                                                            |
| 24u/24u:                   | Nee                                                                |
| Accreditatie:              | nee                                                                |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois                                                |

### Afname van het materiaal

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Afname:               | Serum          |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube |
| Volume:               | 500 µL         |
| Transportconditie:    | Ingevroren     |
| Bewaarconditie:       | Diepvries      |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie:  | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.                                                   |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 dag na afname. Langer: invriezen. |

### Analyse

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Analysemethode: | IDS iSYS chemiluminiscentie immunoassay |
|-----------------|-----------------------------------------|

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| IVDR status:  | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | ja                                                 |

### Tarificatie buiten nomenclatuur

|                |       |
|----------------|-------|
| Prijs in euro: | 27.02 |
|----------------|-------|

### Laatst gewijzigd op

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 11-12-2024<br>station | Glims system |
|-----------------------|--------------|