

## Japanse encefalitis RNA detectie

### Beschrijving van de test

Naam:	Japanse encefalitis RNA detectie
Aanvraag code:	55028
Frequentie:	verzending elke weekdag
Uitvoerend labo:	Instituut voor Tropische Geneeskunde
TAT:	8 dagen
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	lumbaal vocht
Toegelaten recipiënt:	Serum geltube, steriele buis
Volume:	1 mL (serum)

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.

### Analyse

Analysemethode:	Real-time PCR.
Interpretatie:	De test wordt enkel uitgevoerd bij patiënten waarvan het staal maximum 7 dagen na het begin van de koorts is genomen. PCR is complementair aan het opsporen van antilichamen tegen het virus. Vermeld land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) #(Maximum 5)(Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

27-02-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.