

Collageen crosslaps

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|---|
| Naam: | Collageen crosslaps |
| Synoniemen: | Beta-CrossLaps; Beta-CTX; Carboxy-terminal collagen crosslinks; C-telopeptide |
| Frequentie: | Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week |
| Uitvoerend labo: | Universitair Ziekenhuis Gent |
| TAT: | 3 weken |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten materiaal: | Uitzonderlijk op urine |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube |
| Volume: | 0,5 mL |
| Transportconditie: | Gekoeld |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|---|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. |

Analyse

| | |
|----------------|-------------------------|
| Deelname EKE: | nee |
| Interpretatie: | Merker van botresorptie |

Eenheid: ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 542916 - 542920 B 400 Doseran van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel [78](#)) (Diagnoseregel [71](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

04-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.