

## Collageen type VII antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	Collageen type VII antistoffen
Synoniemen:	collageen, VII, VIICOL, anti-type VII collageen
Aanvraag code:	25290
Frequentie:	1x om de 4 weken
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	5 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Volume:	100 µL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Serum te scheiden van de cellen binnen de 24u na afname, bewaring van het serum op -20 °C AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Deelname EKE:	nee
Eenheid:	U/mL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 545871 - 545882 B 600 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 4) (Diagnoseregel [151](#), [153](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

---

545893 - 545904 B 600 Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 2) (Diagnoseregel [152](#), [153](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 19.08

## Laatst gewijzigd op

04-03-2025