

Ammoniak

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Naam: | Ammoniak |
| Synoniemen: | Ammoniak |
| Aanvraag code: | 71073 |
| Loinc: | 32664-5 |
| Frequentie: | Dagelijks |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 2 uren |
| TAT Dringend: | 1 uur |
| 24u/24u: | Ja |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Timothy Vanwynsberghe |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|------------------|
| Afname: | EDTA op ijs |
| Toegelaten recipiënt: | EDTA tube op ijs |
| Volume: | 200 µL |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|---|
| Acceptatie: | Meteen na afname op ijs naar het labo brengen. Externen sturen hun stalen bevroren. |
| Bijaanvraag: | Geen bijaanvraag mogelijk. |

Analyse

| | |
|-----------------|--|
| Analysemethode: | Fotometrie. |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Interferentie: | |

1. Hemolyse (hemoglobine >375 mg/dL)

2. Lipemie (L-index >200)
3. Bilirubine, ongeconjugueerd (I-index >60)
4. Dextran 40 kan zowel positieve als negatieve interferentie veroorzaken.
5. Immunoglobuline G kan positieve interferentie veroorzaken.

Eenheid: $\mu\text{g/dL}$

Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| ? 10 dag | 170-341 $\mu\text{g/dL}$ | 170-341 $\mu\text{g/dL}$ |
| 10 dag-2 jaar | 68-136 $\mu\text{g/dL}$ | 68-136 $\mu\text{g/dL}$ |
| 2 jaar-18 jaar | 19-60 $\mu\text{g/dL}$ | 19-60 $\mu\text{g/dL}$ |
| > 18 jaar | 19-54 $\mu\text{g/dL}$ | 19-54 $\mu\text{g/dL}$ |

Tarificatie

Nomenclatuur: 540153 - 540164 B 400 Doseran van ammonium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

21-05-2026