

## Amylase

### Beschrijving van de test

Naam:	Amylase
Synoniemen:	Amylase
Aanvraag code:	21760
Loinc:	1799-6
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

### Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vacuette urine tube</li><li>• Steriel potje 50 mL</li><li>• Verzamelzakjes (bij kinderen, &gt;2 mL)</li></ul>
Volume:	20 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
-------------	--------------------------------------------------------

### Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interferentie:	

- Hemolyse: geen significante interferentie tot een hemoglobineconcentratie van 525 mg/dL

Interpretatie: Urine amylase kan tot twee weken na een episode van acute pancreatitis verhoogd blijven en kan suggestief zijn voor het vormen van een pseudocyste.

Eenheid: U/L

### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	650 U/L	650 U/L

### Tarificatie

Nomenclatuur: 543152 - 543163 B 125 Doseran van de amylasen #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

### Laatst gewijzigd op

11-08-2025