

## Inhibine B

### Beschrijving van de test

Naam:	Inhibine B
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/maand
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	5 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	EIA
Deelname EKE:	nee

Eenheid: ng/L

### Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 29.20

### Laatst gewijzigd op

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.