

Anti-GFAP antilichamen

Beschrijving van de test

Naam:	Anti-GFAP antilichamen
Synoniemen:	GFAP
Aanvraag code:	25262
Frequentie:	1x/ week
Uitvoerend labo:	Biognost cvba
TAT:	1 maand
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Li-heparine tube
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube
Volume:	1,5 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelkast kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:

IF

Interpretatie:

Identificatie van Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) IgG antilichamen

Laatst gewijzigd op

08-04-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.