

## Isoniazide

### Beschrijving van de test

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Naam:                      | Isoniazide            |
| Synoniemen:                | Isoniazide            |
| Aanvraag code:             | INHU                  |
| Loinc:                     | 40371-7               |
| Frequentie:                | dagelijks             |
| Uitvoerend labo:           | AZ Sint Jan           |
| TAT:                       | 1 dag                 |
| TAT Dringend:              | 4 uur                 |
| 24u/24u:                   | nee                   |
| Accreditatie:              | nee                   |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Martine Vercammen |

### Afname van het materiaal

|         |             |
|---------|-------------|
| Afname: | Urineportie |
| Volume: | 2 mL        |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |  |
|--------------|--|
| Acceptatie:  | 1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt |
| Bijaanvraag: | Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)                               |

### Analyse

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Analysemethode: | Spottest. |
|-----------------|-----------|

### Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

## Tarificatie

Nomenclatuur: 549614 - 549625 B 1000 Bepalen van de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis-complex voor 3 antibiotica van de eerste lijn : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

## Laatst gewijzigd op

11-12-2024  
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.