

## Serum Amyloïd A

### Beschrijving van de test

Naam:	Serum Amyloïd A
Synoniemen:	SAA
Frequentie:	Dagelijks op werkdagen - verzending iedere werkdag
Uitvoerend labo:	Universitair Medisch Centrum Groningen
TAT:	14 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	4,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

### Analyse

Analysemethode:	ELISA
Interpretatie:	SAA is een acute fase eiwit. Het wordt opgereguleerd tijdens ontsteking en kan niet gebruikt worden om de diagnose AA-amyloidose te stellen. Het vervolgen van dit precursor eiwit

tijdens therapie geeft inzicht in de effectiviteit van de ingestelde  
behandeling.

Eenheid: mg/L

## Laatst gewijzigd op

17-09-2024

Michel Langlois

Copyright © 2025 All rights reserved.