

Totaal T3 + T uptake

Beschrijving van de test

Naam:	Totaal T3 + T uptake
Synoniemen:	T3 + T-uptake; Totaal T3
Frequentie:	Verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	2 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine tube, Serum gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	Roche Cobas Immunoassay - Competitief - Electrochemiluminescentie (ECL)
Deelname EKE:	nee

Eenheid: ng/dL

Tarificatie

Nomenclatuur: 559252 - 559263 B 200 Doseran van totaal triiodothyronine (T3) en van thyroxine bindend globuline (TBG) of van de saturatiecapaciteit van het thyroxine bindend globuline (TBG) #(Maximum 1)(Cumulregel [218](#), [220](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

05-06-2026