

## Bijnier antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	Bijnier antistoffen
Aanvraag code:	25114
Frequentie:	Verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	2 weken (TAT onderaannemer 7 dagen)
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Bewaren in koelkast. Staal dadelijk centrifugeren om hemolyse te voorkomen en aliquoteren. Geen zwaar gehemolyseerde, lipemische of microbiëel gecontamineerde sera sturen. AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	Indirecte immunofluorescentie; QUANTA-Lyser, Novaview (Inova Diagnostics/Werfen)
Deelname EKE:	nee

## Tarificatie

Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

10-07-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.