

Amiodarone (Cordarone)

Beschrijving van de test

Naam:	Amiodarone (Cordarone)
Synoniemen:	Cordarone
Aanvraag code:	28234
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Frequentie:	Tweewekelijks
Uitvoerend labo:	Universitair ziekenhuis Saint-Luc
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Volume:	4,9 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Calcul; Waters UPLC
Interpretatie:	Toxisch als dalwaarde >3 mg/L D. Esethylamiodarone is een actieve metaboliet van amiodarone. Analyse wordt automatisch uitgevoerd met amiodarone.

Eenheid: $\mu\text{g/mL}$

Tarificatie

Nomenclatuur: 548052 - 548063 B 350 Dosereren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan #(Maximum 2)(Diagnosereg^{el} [46](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

11-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.