

CRP

Beschrijving van de test

Naam:	CRP
Synoniemen:	C-reactief proteïne, CRP
Aanvraag code:	24060
Loinc:	1988-5
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none">• Periode bloedafname - staalontvangst 90min• Patiëntenlabel aanwezig• In recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten 48 uren max.

Analyse

Analysemethode:	Turbidimetrie.
-----------------	----------------

IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE: Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry
Interferentie:

1. Hemolyse >500mg/dL;
Bilirubine (onconjugueerd) >30mg/dL;
Bilirubine (geconjugueerd) >30mg/dL;
Lipemie L-index >500.
2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: Als positief acuut-fase eiwit stijgt CRP (c-reactief proteïne) bij ontstekingsprocessen, infectie, trauma en weefselschade, tumoren, en auto-immuunaandoeningen.

Eenheid: mg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.0 mg/L	5.0 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 541052 - 541063 B 100 Doseran van CRP met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel [35](#), [354](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

12-05-2025