

Detectie Legionella antigen op urine

Beschrijving van de test

Naam:	Detectie Legionella antigen op urine
Aanvraag code:	51365
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	77684-9
Frequentie:	Dagelijks tijdens de openingsuren van het labo bacteriologie
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1-2 uur tijdens openingsuren labo bacteriologie, gemiddelde TAT 15 uur.
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Urine
Toegelaten recipiënt:	Buis 3 ml

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogelijk dan wordt het staal gekoeld bewaard.
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Binax Now® Legionella Urinary antigen test. Immuno-chromatografische kwalitatieve detectie van Legionella pneumophila serogroep 1 antigeen in urinemonsters bij patiënten met symptomen van pneumonie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS
Interpretatie:	

Andere L. pneumophila serogroepen (2-14) en Legionella species worden niet gedecteerd al bestaat er mogelijks kruisreactiviteit. Het antigeen wordt meestal vanaf 3 dagen na start van de symptomen gevonden. Het antigeen kan gedurende verschillende maanden na de infectie worden teruggevonden.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 25.44

Laatst gewijzigd op

18-03-2026