

## Adenovirus (Faeces)

### Beschrijving van de test

Naam:	Adenovirus (Faeces)
Aanvraag code:	ADE_PCR.GIT
Loinc:	88539-2
Frequentie:	dagelijks ingezet per 8 stalen (batch)
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	zie TAC
TAT Dringend:	30 min
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Faeces
Toegelaten recipiënt:	Potje
Volume:	250 æL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities & archiefpositie), is dit toegelaten.

### Analyse

Analysemethode:	Taqman Array Card.
Interpretatie:	Enkel detectie van type 40-41. In immuungedepimeerde patiënten met duidelijke kliniek (vaak gepaard gaande met temperatuur en andere gegeneraliseerde symptomen) is het

aangewezen om meerdere types op te sporen d.m.v. PCR op stoelgang of in bloed.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 552333 - 552344 B 200 Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

16-09-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.