

Factor B

Beschrijving van de test

Naam:	Factor B
Synoniemen:	C3a; complement factor B; C3 proactivator
Frequentie:	wekelijks (in batch) - verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Ingevroren

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staal binnen het uur na afname naar het labo brengen.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie; IMAGE 800 (Beckman Coulter)
Deelname EKE:	nee
Eenheid:	g/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.19-0.5 g/L	0.19-0.5 g/L

Laatst gewijzigd op	
29-12-2022	Kurt Van Nieuwenhuize

Copyright © 2025 All rights reserved.