

Calcitonine

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Naam: | Calcitonine |
| Aanvraag code: | 23500 |
| Loinc: | 1992-7 |
| Frequentie: | 1x/week |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 2 weken |
| 24u/24u: | Nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten materiaal: | Plasma |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube, Li-heparine tube |
| Volume: | 0,2 mL |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|--|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. |

Analyse

| | |
|-----------------|---|
| Analysemethode: | Roche CobasPure, elektrochemiluminescentie immunoassay. |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | Sciensano |
| Eenheid: | pg/mL |

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

9.5 pg/mL

6.4 pg/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 559296 - 559300 B 600 Doseran van calcitonine #(Maximum 1)(Cumulregel [118](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

04-06-2026