

Bacteriële kweek (uro)genitale stalen

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek (uro)genitale stalen
Synoniemen:	Gonokokken, Neisseria gonorrhoeae, GBS, Streptococcus agalactiae
Aanvraag code:	M_GEN_AER
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	634-6
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	3-5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Vrouw: cervix, vulva, vagina, urethra, placenta, Bartholincyste, amnionvocht. Man: urethra, penisuitstrijk, prostaatvocht
Toegelaten recipiënt:	eSwab, steriel potje, spuit
Volume:	Vocht: bij voorkeur >1 mL.

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	De voorkeurstechiek voor de diagnose van N. gonorrhoeae is PCR (SOA panel). Kweek voor gonokokken moet binnen de 3 uur verwerkt zijn aangezien de bacterie is erg gevoelig voor droogte en temperatuurschommeling.
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS

Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Interpretatie:	Kweek van bacteriële pathogenen uit genitale tractus (inclusief <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Mycoplasma</i> spp.) met identificatie. <i>S. aureus</i> wordt enkel gerapporteerd om de gevoeligheid tegen oxacilline te bepalen en wijst meestal op kolonisatie. De aanwezigheid van Enterobacterales, meestal <i>E. coli</i> , worden niet gerapporteerd.

Laatst gewijzigd op

13-06-2025