

Metanefrines

Beschrijving van de test

Naam:	Metanefrines
Aanvraag code:	23422
Frequentie:	1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA op ijs
Toegelaten recipiënt:	EDTA plasma, op ijs
Volume:	0.6 ml
Speciale afname condities:	Op ijs gekoelde tube
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk naar het laboratorium gebracht. Onmiddellijk gekoeld centrifugeren en plasma invriezen.
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	LC-MSMS, IVDR methode.
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	Afname zittend, na 30 minuten rust. Daags voordien geen zware fysieke inspanningen uitoefenen. Patiënt hoeft niet nuchter te zijn.

Tarificatie

Nomenclatuur: 546534 - 546545 B 1400 Afzonderlijk doseren van de metanefrines en normetanefrines door HPLC met electrochemische detectie #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

11-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.