

## Normetanefrines

### Beschrijving van de test

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Naam:                      | Normetanefrines              |
| Frequentie:                | 1x/ week                     |
| Uitvoerend labo:           | Universitair Ziekenhuis Gent |
| 24u/24u:                   | Nee                          |
| Verantwoordelijke bioloog: | Dr. Michel Langlois          |

### Afname van het materiaal

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Afname:                    | EDTA op ijs          |
| Toegelaten recipiënt:      | EDTA plasma, op ijs  |
| Volume:                    | 0.6 ml               |
| Speciale afname condities: | Op ijs gekoelde tube |
| Transportconditie:         | Ingevroren           |
| Bewaarconditie:            | Diepvries            |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|             |   |
|-------------|---|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk naar het laboratorium gebracht. Onmiddellijk gekoeld centrifugeren en plasma invriezen. |
|-------------|---|

### Analyse

|                 |  |
|-----------------|--|
| Analysemethode: | LC-MSMS, IVDR methode.   |
| Deelname EKE:   | Ja   |
| Interpretatie:  | Afname zittend, na 30 minuten rust. Daags voorzien geen zware fysieke inspanningen uitoefenen. Patiënt hoeft niet nuchter te zijn. |

11-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.