

Bacteriële kweek vocht of punctaat

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek vocht of punctaat
Aanvraag code:	M_VOC_AER
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	634-6
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Gesloten abces. Pericard, ascites, pleura, gal, maag, douglas, amnion of CAPD vocht. Sinusaspiraats, vruchtwater, hersenabces, ooraspiraats, keelabces, klieraspiraats, andere.
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje of tube met schroef dop

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogelijk dan wordt het staal gekoeld bewaard.
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.

Laatst gewijzigd op

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.