

Bacteriële kweek sperma

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek sperma
Aanvraag code:	M_SPE_AER
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	90279-1
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Vers geproduceerd spermastaal in goed afsluitbaar steriel recipiënt
Volume:	Minimaal 250 µl

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht en anders wordt het gekoeld bewaard.
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.

Laatst gewijzigd op

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.