

## Mycobacteriën bloedkweek

### Beschrijving van de test

Naam:	Mycobacteriën bloedkweek
Synoniemen:	Sepsis, bacteriëmie, hemoculturen, bloedkweken
Aanvraag code:	51050
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00004</a>
Loinc:	533-0
Frequentie:	Dagelijks
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

### Afname van het materiaal

Afname:	Bloed
Toegelaten materiaal:	Beenmerg
Toegelaten recipiënt:	Bloedkweekfles met rode dop voor mycobacteriekweek.

### Criteria voor aanvaarding of bijklaar

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
-------------	---

### Analyse

Analysemethode:	Kweek in Bactec FX; de incubatieduur is maximaal 42 dagen.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antimycobacteriële therapie staan.
Interpretatie:	Positieve resultaten worden actief gecommuniceerd. M. tuberculosis is een aangifteplichtig micro-organisme.

**Laatst gewijzigd op**

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.