

Cytologie lichaamsvocht

Beschrijving van de test

Naam:	Cytologie lichaamsvocht
Aanvraag code:	zie aanvraagformulier
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	4u of 1 werkdag (afhankelijk van type differentiatie, zie verder)
TAT Dringend:	4u
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Sylvie Roggeman

Afname van het materiaal

Toegelaten recipiënt:	Recipiënt zonder aditieven (droog potje of buis)
Volume:	1 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staal zo snel mogelijk na afname, en zeker binnen de 4u, naar het labo brengen. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief urines, vochten en varia
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Automatische of manuele telling en differentiatie
Interpretatie:	Alle lichaamsvochten worden aanvankelijk automatisch geteld en gedifferentieerd op de celteller. Indien geen differentiatie wordt aangevraagd wordt toch steeds een 2-diff (polymorfonuclearen vs mononucleairen) gerapporteerd. Indien een differentiatie wordt aangevraagd wordt een 4-diff (neutrofielen, eosinofielen, lymfocyten, monocytten) gerapporteerd. In functie van bepaalde regels en flaggings kan beslist worden om de automatische telling en/of differentiatie niet te rapporteren wegens onbetrouwbaar maar de analyses

manueel (microscopisch) uit te voeren, met een langere TAT tot gevolg.

Resultaten van de telling en differentiatie van de WBC kunnen indicatief zijn voor reactieve of maligne aandoeningen. De telling van het aantal RBC geeft een idee over de aanwezigheid van bloed in het vocht.

Laatst gewijzigd op

23-04-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.