

Bacteriële kweek oog (Eswab, vitreum, voorkamervocht)

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek oog (Eswab, vitreum, voorkamervocht)
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	2-5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Eswab, vitreum, voorkamervocht
Toegelaten materiaal:	Cornea schraapsel
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje met schroefdop, spuit of epje

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Aseptische afname.
-------------	--------------------

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Interpretatie:	Op specifieke vraag opsporen van gisten, schimmels. Bij vermoeden Acanthamoeba, graag expliciet vermelden (vereist specifieke kweektechniek).

Laatst gewijzigd op

