

Bacteriële kweek wisser (eSwab)

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek wisser (eSwab)
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	Tot 5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	eSwab van wonde, catheter exit site, diepe wisser operatie, neus, keel, oor, tong/mond, etter, abces, andere
Volume:	Minimaal 1 ml

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan
Interpretatie:	Als staaltype worden vochten / punctaten / biopten verkozen boven afname via wisser. Bij voorkeur diepe afname. Het vermelden van klinische inlichtingen maakt gericht onderzoek mogelijk. Enkel pathogene kiemen worden expliciet vermeld.

Laatst gewijzigd op

13-06-2025