

## Bacteriële kweek cerebrospinaal vocht of ventrikelvocht

### Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek cerebrospinaal vocht of ventrikelvocht
Synoniemen:	Meningococcen, streptococcen, pneumococcen, H. influenza, E.coli, Listeria spp.
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00004</a>
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	5 dagen
Verantwoordelijke bioloog:	dr Katelijne Floré

### Afname van het materiaal

Afname:	Cerebrospinaal vocht, ventrikelvocht uit drain
Toegelaten recipiënt:	Steriele buis met schroefdop

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogelijk wordt het staal op kamertemperatuur bewaard en zeker niet in de koelkast, gezien sommige pathogenen dan gaan afsterven.
-------------	---

### Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling. Een Gramkleuring wordt tijdens de openingsuren van het laboratorium bacteriologie uitgevoerd.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.

### Laatst gewijzigd op

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.