

Helicobacter kweek

Beschrijving van de test

Naam:	Helicobacter kweek
Aanvraag code:	51566
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	87953-6
Uitvoerend labo:	Hospital Mont-Godinne
TAT:	Helicobacter pylori is een trage groeier. Het kan tot 7 dagen duren om de kiem op te kweken en bijkomend tot 21 dagen om antimicrobiële gevoeligheidstests uit te voeren.
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Weefselbiopt
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje met schroefdop
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Daarna wordt het diepgevroren bij -20°C voor verzending.
-------------	--

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interpretatie:	Vals negatieve kweekresultaten kunnen optreden indien de kweek niet binnen de 48u na afname biopt wordt ingezet of wanneer de patiënt onder therapie staat.

Kweek H. pylori wordt enkel uitgevoerd om therapie aan te passen op geleide van antibiogram bij therapieresistente infectie. In eerste instantie wordt de gevoeligheid voor clarithromycine getest. Indien resistent wordt bijkomend de gevoeligheid voor amoxicilline, tetracycline, levofloxacin en metronidazole bepaald. In vitro gevoeligheid garandeert niet immer klinisch succes.

Tarificatie

Nomenclatuur: 550373 - 550384 B 400 Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

18-03-2026