

Auto-immuun leverziektes (immunoblot)

Beschrijving van de test

Naam:	Auto-immuun leverziektes (immunoblot)
Synoniemen:	leverblot, AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, SLA/LP, LC-1, Ro-52, F-actine
Aanvraag code:	25088
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00006
Frequentie:	tweewekelijks
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipient:	Serum-buis, EDTA-buis, Li-heparinebuis, Citraatbuis
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	EUROBlotMaster + EUROLinScan (EUROIMMUN).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Neen
Interpretatie:	Volgende antigenen worden bepaald: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, SLA/LP, LC-1, Ro-52, F-actine

- AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210 : sterke associatie met primaire biliaire cirrose.
- LKM-1, SLA/LP, LC-1, F-actine: sterke associatie met auto-immune hepatitis.
- Ro-52 : sterke associatie met auto-immune hepatitis en reumatische aandoeningen.

Laatst gewijzigd op

10-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.