

Cytoplasmatische autoantistoffen via IP-MS

Beschrijving van de test

Naam:	Cytoplasmatische autoantistoffen via IP-MS
Synoniemen:	IP-LC-MS; IP-MS; immuunprecipitatie
Aanvraag code:	25021
Frequentie:	1 maal per maand
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	8 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	Zie extern labo
Verantwoordelijke bioloog:	Dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	De analyse wordt enkel uitgevoerd 1) indien ANA positief is of indien er sterk klinisch vermoeden is van aanwezigheid autoantistoffen en 2) na overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Immunoprecipitatie gevolgd door analyse via LC-MS (Xevo G3 QTOF, Waters)
IVDR status:	LDT: in huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 45.47

Laatst gewijzigd op

12-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.