

Clostridium kweek

Beschrijving van de test

Naam:	Clostridium kweek
Synoniemen:	Diarree, CDAD
Aanvraag code:	55A93
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	562-9
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	3-7 dagen
TAT Dringend:	nee
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Faeces
Toegelaten materiaal:	duodenaal, colostomie en ileostomie monsters
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje, andere afgesloten recipiënten
Volume:	1 g

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
-------------	---

Analyse

Deelname EKE:	Neqas, Sciensano, SKML
Interferentie:	Van belang om het staal zo snel mogelijk te enten gezien het om een moeilijk groeiende anaerobe pathogeen gaat.
Interpretatie:	De stammen die ook uit de GI TAC kaart komen zijn toxinogeen. Er wordt geen bijkomende toxine antigeen test uitgevoerd op kolonie. Er komt automatisch een reflex test open

voor cultuur in geval van een positief resultaat op de GI TAC kaart.

Laatst gewijzigd op

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.