

## Gisten kweek

### Beschrijving van de test

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Naam:                      | Gisten kweek                 |
| Aanvraagbrief:             | <a href="#">AFAZFAB00004</a> |
| Frequentie:                | Dagelijks                    |
| TAT:                       | 4 dagen                      |
| 24u/24u:                   | Nee                          |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Katelijne Floré          |

### Afname van het materiaal

|         |                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afname: | Er worden steeds 3 E swabs afgenomen, beide oksels en liezen, neus/keel en rectaal. Er kan nog een vierde staal worden afgenomen indien er bij de patient een verblijfsonde aanwezig is. |
| Volume: | 1 mL                                                                                                                                                                                     |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|             |                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie: | Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname naar het laboratorium gebracht. Indien niet mogelijk wordt het staal gekoeld bewaard. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Analyse

|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode: | Kweek en gevoeligheidsbepaling met behulp van een Candida Plus selectieve chromagar, na aarijking in een CA broth                                                                                                                          |
| Interferentie:  | Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.                                                                                                                                             |
| Interpretatie:  | De surveillance kweek zorgt voor het vroegtijdig opsporen van onbekende dragers van Candida auris, met als doel deze patiënten bij dragerschap zo snel in isolatie te kunnen verzorgen. Patient getransfereerd vanuit het buitenland dient |

steeds gescreend te worden.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 550616 - 550620 B 150 Kweek van gisten inclusief de identificatie van Candida albicans #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 16/08/2026

## Laatst gewijzigd op

26-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.