

Aciclovir dal

Beschrijving van de test

Naam:	Aciclovir dal
Aanvraag code:	29168
Frequentie:	op aanvraag
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 dagen
TAT Dringend:	12 uur (op weekdays)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube, Serum gel tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00007 Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire biologie. Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities & archiefpositie), is dit toegelaten.

Analyse

Analysemethode:	HPLC-DAD
Deelname EKE:	SKML

Interferentie:	Na drie vries-dooi cycli blijven aciclovir, ganciclovir en guanosine voldoende stabiel om nog kwantitatief bepaald te worden in een patiëntenstaal. Invloed van licht: gedurende minstens 72u stabiel in licht.
Interpretatie:	LLOQ wordt vastgelegd op 0,50 µg/mL. Dalspiegel situeert zich idealiter tussen 0,5-1.5 µg/mL op dag 5. Een dalspiegel > 3 µg/ml is toxisch.
Eenheid:	µg/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:	547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnosereg ^{el} 49) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
---------------	---

Laatst gewijzigd op

20-03-2025
station

Glims system