

Bicarbonaat (POCT) arterieel

Beschrijving van de test

Naam:	Bicarbonaat (POCT) arterieel
Loinc:	1960-4
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Bloedgasspuit
Volume:	150 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	ontluchte bloedgasspuit binnen 15 min na afname
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano bloedgasen, EQAS blood gas
Eenheid:	mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	21-28 mmol/L	21-28 mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 540514 - 540525 B 250 Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO₂- en O₂-drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht #(Maximum 1) (Cumulregel [333](#), [334](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system