

Bence-Jones proteïnurie

Beschrijving van de test

Naam:	Bence-Jones proteïnurie
Aanvraag code:	24025
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 week
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten materiaal:	Urine collectie
Toegelaten recipiënt:	Urinepotje
Volume:	250 µL (+ 100 µL serum indien beschikbaar)

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	Agarosegel elektroforese met immunofixatie en specifieke detectie van albumine, tubulaire proteinurie, alfa-2 macroglobuline, IgG-A-M en kappa-lambda (vrij + gebonden).
-----------------	--

Deelname EKE:	UKNEQAS
Interferentie:	Postrenale hematurie; pancreatico-cystostomie (urinaire proteolyse).
Interpretatie:	Glomerulaire proteinurie (selectief, matig selectief, niet-selectief); tubulaire proteinurie (tubulopathie of overflow); Bence-Jones proteinurie (vrije ketens); postrenale hematurie (alfa-2 macroglobulinurie).

Tarificatie

Nomenclatuur:	543815 - 543826 B 700 Immunofixatie met een minimum gebruik van twee antihumane immunosera #(Maximum 1)(Cumulregel 51) Bron: RIZIV website op 01/05/2025
---------------	--

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system