

## Clorazepaat (als nordiazepam)

### Beschrijving van de test

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Naam:                      | Clorazepaat (als nordiazepam) |
| Synoniemen:                | Clorazepaat, nordiazepam      |
| Aanvraag code:             | CLOR                          |
| Loinc:                     | 3498-3                        |
| Frequentie:                | wekelijks                     |
| Uitvoerend labo:           | AZ Sint Jan                   |
| TAT:                       | Max. 2 weken                  |
| TAT Dringend:              | 1 dag                         |
| 24u/24u:                   | nee                           |
| Accreditatie:              | nee                           |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Martine Vercammen         |

### Afname van het materiaal

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Afname:               | Serum  |
| Toegelaten materiaal: | Plasma |
| Volume:               | 6 mL   |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie:  | 1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld;<br>3) In conform recipiënt |
| Bijaanvraag: | Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)                                  |

### Analyse

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Analysemethode: | HPLC-DAD |
| Eenheid:        | ng/mL    |

### Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen        | Vrouwen       |
|----------|---------------|---------------|
|          | 120-800 ng/mL | 120-800 ng/mL |

## Tarificatie

Nomenclatuur: 547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnosereg<sup>el</sup> [49](#))  
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

## Laatst gewijzigd op

11-12-2024  
station

Glims system