

Benzodiazepinen screening

Beschrijving van de test

Naam:	Benzodiazepinen screening
Synoniemen:	Benzodiazepine
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 5 dagen
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	ja
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Volume:	7,5 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Enzyme immunoassay (ARK Diagnostics); HPLC-DAD
Interpretatie:	De immuno-assay assay is gecalibreerd op etizolam, gedetecteerd vanaf 100 ng/mL. Andere benzodiazepines worden met hogere of lagere gevoeligheid gedetecteerd, naargelang de mate van kruisreactiviteit. Ieder monster hetzij negatief, hetzij twijfelachtig, hetzij positief wordt geconfirmeerd met HPLC.

Tarificatie

Nomenclatuur: 547352 - 547363 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 4)(Cumulregel [71](#))(Diagnoseregul [49](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system