

C1q

Beschrijving van de test

Naam:	C1q
Synoniemen:	Complement C1q
Aanvraag code:	24870
Frequentie:	Wekelijks in batch (donderdag)
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	2 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum op ijs
Volume:	1,5 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Staalafname op ijs, binnen het uur naar het labo brengen, staal op ijs laten stollen, daarna gekoeld centrifugeren (4°C) en serum invriezen (-20°C) voor verzending.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie; Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)
Deelname EKE:	nee

Eenheid: g/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 556194 - 556205 B 1000 Doseren van individuele complement factoren complément #(Maximum 5) (Diagnosereg^{el} [44](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 32.23

Laatst gewijzigd op

04-03-2025
station

Glims system