

Catecholamines in plasma

Beschrijving van de test

Naam:	Catecholamines in plasma
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	Radboudmc
TAT:	4 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine op ijs
Toegelaten materiaal:	Li-heparine plasma op ijs
Toegelaten recipiënt:	Gekoelde Li-heparine tube
Volume:	2 mL heparine plasma op ijs
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Reversed-phase ionpairing HPLC met electrochemische detectie.
Deelname EKE:	nee

Tarificatie

Nomenclatuur:	546011 - 546022 B 1400 Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie #(Maximum 1) (Cumulregel 235) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
---------------	---

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system