

CK-MB

Beschrijving van de test

Naam:	CK-MB
Synoniemen:	CK-MB massa
Frequentie:	Verzending dagelijks - uitvoering dagelijks
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Antwerpen
TAT:	3 dagen
24u/24u:	Nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	4,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 5 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
--------------	--

Deelname EKE:	WIV
Eenheid:	µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	542172 - 542183 B 250 Immunodosering van een iso-enzyme van creatine kinase #(Maximum 1) (Cumulregel 10) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
---------------	--

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system