

Mononucleosis slide test

Beschrijving van de test

Naam:	Mononucleosis slide test
Aanvraag code:	56180
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00007
Loinc:	94149-2
Frequentie:	Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Immuno-assay test (solid phase immunochromatographic assay): Clearview IM
Deelname EKE:	SKML

Interferentie: Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: 50% van de kinderen jonger dan 4 jaar maken geen IM heterofiele antistoffen aan en tot de leeftijd van 8 - 10 jaar is de gevoeligheid van Paul & Bunnell test suboptimaal. Heterofiele antistoffen komen ook voor bij andere ziektes, zoals leukemie, reumatoïde artritis, virale hepatitis, CMV infectie, Burkitt lymphoma.... En zijn dus niet erg specifiek.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Tarificatie

Nomenclatuur: 551515 - 551526 B 100 Serologische test met het oog op de diagnose van mononucleose #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2024