

Naïeve CD4+ T (CD27+/CD45RA+)

Beschrijving van de test

Naam:	Naïeve CD4+ T (CD27+/CD45RA+)
Synoniemen:	memory B cellen, PID
Frequentie:	Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur (weekdagen)
TAT Dringend:	8 uur (weekdagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none">• periode bloedafname - staalontvangst 24u• patiëntenlabel aanwezig• in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	24u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie
-----------------	----------------

IVDR status: LDT: in huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek
 Deelname EKE: WIV voor T,B en NK lymfocyten
 Interpretatie: Deze analyse wordt aangevraagd i.g.v. vermoeden van immuundeficiëntie o.b.v. klinische symptomen. Naast een analyse van het aantal T, B en NK lymfocyten wordt een verdere subclassificatie van de B- en T-lymfocyten gemaakt. De merkers CD27 en IgD worden gebruikt om de B-lymfocyten verder te subclassificeren. IgD wordt hierbij gebruikt om onderscheid te maken tussen 'non switched' (=IgD+) en 'class switched' (=IgD-), terwijl CD27 wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen 'non-memory' (CD27-) en 'memory' (CD27+). O.b.v. deze 2 merkers kunnen volgende subpopulaties gedefinieerd worden binnen de B-lymfocyten: 'Naïeve B-lymfocyten' (CD27-/IgD+), 'Non-switched memory B-lymfocyten' of 'Marginale Zone Like B-lymfocyten' (CD27+/IgD+), 'Class-Switched Memory B-lymfocyten' (CD27+/IgD-) en 'Class switched double negative B-lymfocyten' (CD27-/IgD-). CD45RA en CD27 worden gebruikt om 'Naïeve T-lymfocyten' (CD27+/CD45RA+) te onderscheiden van niet-naïeve T-lymfocyten, binnen de CD4+ en CD8+ T-lymfocyten.

Eenheid: / μ L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 maand	1300-5700 / μ L	1300-5700 / μ L
2 maand - 5 maand	1600-6000 / μ L	1600-6000 / μ L
5 maand - 9 maand	800-7600 / μ L	800-7600 / μ L
9 maand - 15 maand	1100-6400 / μ L	1100-6400 / μ L
15 maand - 2 jaar	200-7500 / μ L	200-7500 / μ L
2 jaar - 5 jaar	300-2300 / μ L	300-2300 / μ L
5 jaar - 10 jaar	200-2500 / μ L	200-2500 / μ L
10 jaar - 16 jaar	200-1700 / μ L	200-1700 / μ L
> 16 jaar	100-2300 / μ L	100-2300 / μ L

Copyright © 2025 All rights reserved.