

Gefosforyleerd tau 181

Beschrijving van de test

Naam:	Gefosforyleerd tau 181
Synoniemen:	P-tau181P, phospho-tau, hyperphosphorylated tau, tau gefosforyleerd op threonine-181
Aanvraag code:	24900
Frequentie:	Verzending op werkdagen
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Antwerpen
TAT:	4 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	CSV
Toegelaten recipiënt:	Speciale POLYPROPYLEEN tube gebruiken voor afname (rode dop)
Volume:	2 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	ELISA
Deelname EKE:	nee
Interferentie:	Hemolyse
Interpretatie:	Alzheimer biomerker

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.