

## Totaal tau

### Beschrijving van de test

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Naam:                         | Totaal tau                        |
| Synoniemen:                   | Tau, total tau-protein, alzheimer |
| Aanvraag code:                | 24898                             |
| Frequentie:                   | Verzending op werkdagen           |
| Uitvoerend labo:              | Universitair Ziekenhuis Brussel   |
| TAT:                          | 4 weken                           |
| 24u/24u:                      | nee                               |
| Accreditatie:                 | nee                               |
| Verantwoordelijke<br>bioloog: | dr. Michel Langlois               |

### Afname van het materiaal

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Afname:               | CSV                                                          |
| Toegelaten recipiënt: | Speciale POLYPROPYLEEN tube gebruiken voor afname (rode dop) |
| Volume:               | 2 mL                                                         |
| Transportconditie:    | Ingevroren                                                   |
| Bewaarconditie:       | Diepvries                                                    |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie:  | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.                                 |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. |

### Analyse

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Analysemethode: | ELISA |
|-----------------|-------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Deelname EKE:  | nee                 |
| Interferentie: | Hemolyse            |
| Interpretatie: | Alzheimer biomarker |

### Laatst gewijzigd op

18-12-2024  
global

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.