

Influenza A

Beschrijving van de test

Naam:	Influenza A
Aanvraag code:	55092
Loinc:	34487-9
Frequentie:	dagelijks in het respiratoir seizoen, minimaal 2x/week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur - maximaal 5 dagen
TAT Dringend:	24 uur
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Nasopharyngeaal aspiraat, BAL, nasopharyngeale wisser + keelwisser in UTM
Toegelaten materiaal:	CSV, sinusaspiraat, nasal wash, opgehoest sputum
Volume:	1 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.

Analyse

Analysemethode:	Automatische extractie op QiaSymphony (Qiagen) gevolgd door amplificatie target-RNA & controle aanwezig cellulair materiaal via in house real-time PCR voor Influenza A en Influenza B virus
-----------------	--

wat betreft de CSV-stalen. De respiratoire monsters worden bij voorkeur geanalyseerd d.m.v. de Respiratoire TAC voor detectie van 34 pathogenen, gezien een ILI niet specifiek en alleen door influenzavirussen wordt veroorzaakt, en o.b.v. klinische symptomen men het causaal agens onmogelijk kan voorspellen.

Deelname EKE: INSTAND, QCMD

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.