

Opsporen schistosoma

Beschrijving van de test

Naam:	Opsporen schistosoma
Frequentie:	dagelijks tijdens weekdays
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Urine of faeces potje met daarin voldoende grote hoeveelheid materiaal, zonder fixatief.
---------	--

Analyse

Analysemethode:	De diagnostiek gebeurt aan de hand van microscopie. Gezien de relatief lage gevoeligheid best steeds duidelijk op de aanvraagbon vermelden zodat er gericht kan gezocht worden.
Interpretatie:	Bij een negatief resultaat kan best minstens nogmaals een microscopische detectie worden aangevraagd op een nieuw staal. Moleculaire diagnostiek kan ook aangevraagd worden en detecteert eveneens alle verschillende schistosoma species.

Laatst gewijzigd op

06-08-2024

Glims system