

Screening van resistentie fenotype bij *Aspergillus* species (VIP Check).

Beschrijving van de test

Naam:	Screening van resistentie fenotype bij <i>Aspergillus</i> species (VIP Check).
Frequentie:	1x per week indien voldoende groei
TAT:	1 week
24u/24u:	neen
Accreditatie:	neen
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	<i>Aspergillus</i> species kweek
Toegelaten materiaal:	Verse kolonie
Toegelaten recipiënt:	Sabouraud agar
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Enkel na kweek uitgevoerd, aanvraagbrief enkel na overleg met microbioloog.
Bijaanvraag:	Bijaanvraag enkel na overleg met microbioloog.

Analyse

Analysemethode:	VIPCheck (www.vipcheck.nl)
Deelname EKE:	neen
Interferentie:	Contaminatie
Interpretatie:	Kwalitatief resultaat: resistentie voor itraconazole, voriconazole en posaconazole wordt bepaald in 1 cupje en vergeleken t.o.v. het controle cupje; groei of geen groei.

Laatst gewijzigd op

06-08-2024

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.