

## Cortisol in speeksel

### Beschrijving van de test

Naam:	Cortisol in speeksel
Aanvraag code:	23207
Loinc:	2142-8
Frequentie:	Dagelijks op wekdagen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Speeksel
Toegelaten recipiënt:	Salivette (Sarstedt)
Volume:	1 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Bijaanvraag:	Geen

### Analyse

Analysemethode:	Roche CobasPure electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	nee
Interferentie:	Lage pH (vitamine C, fruitsappen); bloed
Interpretatie:	De salivaire cortisolbepaling wordt gebruikt voor het inschatten van de vrije cortisolfractie.

Eenheid:  $\mu\text{g/dL}$

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Middernacht (+/- 30min): 0.274	Middernacht (+/- 30min): 0.274
	Voormiddag (6u tot 10u): 0.736	Voormiddag (6u tot 10u): 0.736
	Namiddag (16u tot 20u): 0.252 $\mu\text{g/dL}$	Namiddag (16u tot 20u): 0.252 $\mu\text{g/dL}$

## Tarificatie

Nomenclatuur: 545090 - 545101 B 700 Dosereren van cortisol in speeksel  
#(Maximum 1) (Cumulregel [228](#), [300](#), [322](#)) (Diagnoseregel [147](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

04-06-2026